

Instrumenten- Reinigungs- und Desinfektionspräparat



EW80[®] mat

- **aldehydfrei**
- **chlorfrei**
- **alkoholfrei**
- **pH-neutral**



CE 0482

Materialverträglichkeit geprüft:



EW80[®] mat

Reinigung und Desinfektion der PSA mit EW80[®] mat

EW80[®] mat ist von führenden Herstellern geprüft und besonders gut geeignet zur maschinellen und chemothermischen Aufbereitung von Atemschutzausrüstungen und Chemieschutzanzügen aus wasser- und temperaturverträglichen Materialien.

Die kurze Einwirkzeit der 1%-igen EW80[®] mat Lösung bewirkt die zuverlässige Aufbereitung der Ausrüstung in nur fünf Minuten. Durch geringen Wasserverbrauch pro Desinfektionszyklus wird die Umwelt nachhaltig entlastet.

EW80[®] mat ist nach den Richtlinien der VAH/DGHM zur Instrumentendesinfektion geprüft und nach EU-Vorschriften gemäß Medizinproduktegesetz (MPG) CE-gekennzeichnet.

Art.-Nr.

510205
510230

Verpackung

3 x 5 Liter Kanister
30 Liter Kanister